



## LIT d'HÉBERGEMENT ALZHEIMER "AUBANCE", SÉRIE 4926

**Marquage "CE", suivant la directive 93/42 CEE**  
**Conforme aux directives de la norme NF EN 60601-2-52**


- **Equipement électrique avec degré de protection : CLASSE 2 / TYPE B / Protection IP 66 ;**
- **CHARGE de FONCTIONNEMENT en sécurité = 215 kg (patient + matelas + accessoires du lit) ;**
- **MASSE du PATIENT maximale = 135 kg ;**
- Hauteur variable à déplacement vertical par vérin électrique (système par croisillons)
  - hauteur minimum : 26,50 cm ;
  - hauteur maximum : 74 cm ;
- Piètement en tube (50 x 30 mm), traité aux poudres époxy, finition «GRIS ALUMINIUM » (ou, au choix, époxy «CHOCOLAT»);
- Butée de protection murale, réglable en profondeur ;
- **Equipé de 4 roues Ø 50 mm -non apparentes- avec frein centralisé ;**
- Sommier en tube, 40 x 30 mm, couchage 200 x 90 cm (norme européenne), équipé de LATTES METALLIQUES SOUDEES. Traité aux poudres époxy «GRIS ALUMINIUM », il est équipé de :
  - Dispositif bilatéral pour potence, en angle sur le sommier ;
  - 4 Dispositifs pour tige porte-sérum ;
- Relève-buste électrique, angle 71.50° ;
- Relève-jambes manuel, sur crémaillères, angle 19° ;
- **Verrouillage des fonctions électriques sur la télécommande rétro-éclairante ;**

### **FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES OPTIONNELLES :**


- Relève-Jambes électrique ;
- Plicature électrique des genoux (angle 26°), avec Relève-Jambes ;
- Plicature électrique des genoux et Relève-Jambes électrique ;
- Translation arrière du relève-buste électrique ;
- **POSITION "FAUTEUIL" avec translation arrière du relève-buste ;**
- Commande de remise à plat d'urgence du relève-buste électrique ;
- Télécommande sans fil ;
- TELECOMMANDE pour PERSONNEL SOIGNANT, avec condamnation des fonctions électriques -BOITIER "TNP3"- (position latérale sur le sommier, à l'angle du relève-buste), en plus de la télécommande filaire.

## ACCESSOIRES

- Commandes centralisées sur SATELLITE (sur support flexible) ;
- DOSSERETS TUBE, DOSSERETS BOIS HOTELIERS, COMPOSITE ;
- Galeries pliantes, fixation horizontale -serrage par cames- ( finition époxy) ;
- 1/2 BARRIERES métalliques, fixation horizontale -serrage par cames- ( finition époxy) ;
- Rallonge de sommier sur dossierets métalliques ou hôteliers ;
- Potence ( finition époxy) ;
- Tige porte-serum ;
- Flexible pour télécommande.



LIT "AUBANCE" Alzheimer 4926, option "POSITION FAUTEUIL"  
présenté avec dossierets bois, Collection "VILLANDRY"  
& 1/2 BARRIERES 4481-00004  
(piètement finition "CHOCOLAT")



OPTION :  
Commandes électriques centralisées sur SATELLITE